


ORTOPEDICKÉ VÝROBKY

Katalog produktů



Hamzova léčebna
Luže-Košumberk
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV



Obsah

TRUPOVÉ ORTÉZY	4
KONČETINOVÉ ORTÉZY – MĚKKÉ BANDÁŽE	6
KONČETINOVÉ ORTÉZY S PEVNÝM KONSTRUKČNÍM ZÁKLADEM	8
SPECIÁLNÍ ORTÉZY	12
ORTOPEDICKÉ VLOŽKY	14
DIAGNOSTIKA NOHY	15
PROTÉZY HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN	16
POMŮCKY, KTERÉ LZE ZAKOUPIT VOLNĚ BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE	17
SLUŽBY ORTOPEDICKÉ PROTETIKY HAMZOVY LÉČEBNY	18



Hamzova léčebna Luže-Košumberk

VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

Ortopedická protetika Hamzovy léčebny (dále HL) zajišťuje odbornou ortopedicko-protetickou péči pro pacienty z celé ČR již od roku 1981. Mezi její hlavní činnosti patří zajištění výroby zakázkových zdravotních prostředků na základě vystaveného poukazu od odborného lékaře. Ročně ošetříme více než 5 000 pacientů. Ortopedická protetika HL patří k významným výrobcům trupových ortéz a ortéz pro pacienty po cévních mozkových příhodách v ČR. Úzce spolupracujeme s lékaři v oboru ortopedické protetiky, rehabilitace, neurologie a s fyzioterapeuty. Vysoký standard námi poskytovaných služeb a vyráběných pomůcek zajišťuje lékař se specializací v oboru ortopedické protetiky a tým ortetiků-protetiků s odpovídající registrací. Při výrobě složitější pomůcky zajišťujeme seznámení a zacvičení pacienta s touto pomůckou přímo v lůžkových odděleních HL. Do sortimentu vyráběných pomůcek na našem oddělení patří především trupové ortézy, končetinové ortézy, protézy horních a dolních končetin, ortopedické vložky, stabilizační ortézy pro sed, úpravy a opravy ortéz a protéz. Individuální pomůcky, vyráběné v léčebně jsou plně hrazeny zdravotními

pojišťovnami, pouze ortopedické vložky jsou dodávány se spoluúčastí pacienta při platbě. Na základě indikace odborného lékaře je také možno zhotovit individuální pomůcku za platbu v hotovosti.

Provozujeme výdejnu zdravotnických pomůcek, jejímž cílem je vybavit pacienty kompenzačními pomůckami. Dále zajišťujeme opravy obuvi i pro veřejnost. Veškeré pomůcky vyrobené Ortopedickou protetikou HL jsou označeny štítkem s logem HL a díky tomu jsou i jednoduše identifikovatelné.

Veškeré pomůcky vyrobené Ortopedickou protetikou HL jsou označeny štítkem s logem HL a díky tomu jsou i jednoduše identifikovatelné.

Věříme, že Vám náš katalog pomůže při výběru vhodné ortopedicko-protetické pomůcky pro Vaše klienty.



TRUPOVÉ ORTÉZY

Ortély jsou vyrobeny z pružného nebo termoplastického materiálu se zapínáním na suchý zip, spony nebo peloty.



Schanzův límec

Fixuje krční páteř při kontuzích a distorzích krční páteře. Dále je indikován pro doléčení po frakturách krční páteře a léčbu CC, CB syndromu v akutním stavu. Jde o tvarovanou krční ortézu s plastovou výztuží a fixací pomocí suchých zipů.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078163
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.

Bederní pás

Pás je určen k fixaci bederní páteře při funkčních poruchách páteře, bolestivých stavech při degenerativních onemocněních bederní páteře, k léčbě diskopatie, spondylolistéz. Je vhodný k doléčení zlomenin bederní páteře i k fixaci při doléčení po operaci meziobratlových plotének.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078164
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.

Cheneau ortéza

je indikována jako derotační trupová ortéza pro léčbu skoliózy.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000957
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.



Jewett ortéza

Tato léčebná pomůcka je určena k léčbě poúrazových a pooperačních stavů dolní hrudní a bederní páteře, využívá se také jako stavitelná třibodová ortéza po kompresivních zlomeninách T8 až L2.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven
nepodléhá kód schválení RL.



Reklinační trupová ortéza

Ortéza je indikována při léčbě kyfózy, poúrazových a pooperačních stavů a při léčbě Morbus Scheuermann.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají tyto kódy schválení RL.



	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	-	05/0078575
Užitná doba ortézy	-	1ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000957
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.

KONČETINOVÉ ORTÉZY – MĚKKÉ BANDÁŽE

Ortély jsou vyrobeny z pružného prodyšného materiálu či neoprénu, vyztužené planžetami nebo duralovými klouby.



Ortýza kolenní

Ortýza fixuje koleno při distorzi, je indikována při lehkých instabilitách kolenního kloubu, při pourazových stavech, u gonartrózy.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078161-Z
Užitná doba ortély	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.

Ortýza hlezenní

Ortýza fixuje hlezenní kloub při instabilitě, je indikována také u algických symptomů v oblasti Achillovy šlachy, stavů po zlomeninách kotníků, při artróze hlezna.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078161-Z
Užitná doba ortély	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.



Ortéza zápěstí

Léčebná pomůcka je indikována při léčbě pouřazových stavů a doléčení zlomenin.

Předepisující lékař s odborností:

ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven

201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

Epikondylární bandáž

Léčebná pomůcka je indikována při léčbě úponových bolestí (epikondylitis).

Předepisující lékař s odborností:

ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven

201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

Ortéza ramenní

Je indikována k fixaci ramene při luxaci ramenního kloubu, u syndromů hypermobility.

Předepisující lékař s odborností:

ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven

201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078161-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078161-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0078162	05/0078161-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.

KONČETINOVÉ ORTÉZY S PEVNÝM KONSTRUKČNÍM ZÁKLADEM

Tyto ortézy jsou vyrobeny z termoplastického, zdravotně nezávadného materiálu.



DAFO - dynamická bérková ortéza pro hlezno a chodidlo

Pomůcka se používá při neurologickém postižení, zejména u dětí DMO, svalové dystrofii, při hypotonii.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.



KAFO - polohovací ortéza na dolní končetiny

Individuální léčebná pomůcka je určena k léčbě osových odchylek dolních končetin.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.



Ortéza do obuvi

Léčebná pomůcka je indikována při korekci podélné a příčné klenby se stabilizací hlezenních kloubů.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.



AFO - Dynamická končetinová ortéza

Je určena k fixaci při paréze peroneálního nervu a instabilitě hlezenního kloubu.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.



KAFO - Dynamická končetinová ortéza

Léčebná pomůcka je určena pro pacienty s DMO ke stabilizaci končetiny, léčbu poúrazových a pooperačních stavů končetin.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.



AFO – karbonová peroneální ortéza

Je indikována při léčbě poúrazových a pooperačních stavů s peroneální parézou, u stavů po CMP, při instabilitě hlezenních kloubů.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0078160-Z
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/24 měs.



Kolenní ortéza antirekurvační

Individuální léčebná pomůcka je určena k léčbě poúrazových stavů s instabilitami kolenního kloubu.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé pacienty.



Kolenní ortéza

Individuální léčebná pomůcka je určena k léčbě poúrazových stavů s instabilitami kolenního kloubu, léčbě stavů po menisektomiích a při těžkých gonartrózách.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Tento kód podléhá schválení RL.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven
podléhá tento kód schválení RL.



Kolenní ortéza dětská

Individuální léčebná pomůcka je určena k léčbě poúrazových stavů s instabilitami kolenního kloubu.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhá kód schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	1ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	-	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	-	1ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	-
Užitná doba ortézy	1ks/6 měs.	-



Polohovací ortéza

Pomůcka se užívá při rehabilitaci poúrazových a pooperačních stavů končetin, k polohování končetin po operacích na měkkých tkáních, u dětí s DMO.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé.



Abdukční ortéza pro HK

Individuální léčebná pomůcka pro léčbu stavů po opakovaných luxacích ramenních kloubů, při doléčování poúrazových stavů či paréze pažní pleteně (plexus brachialis).

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhají kódy schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000957
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.

SPECIÁLNÍ ORTÉZY

Ortézy jsou zhotoveny z pevného a termoplastického materiálu.



Atlanta dlahy


Individuálně zhotovená léčebná pomůcka je využívána při léčbě Perthesovy choroby a stavů po operaci kyčelního kloubu u dětí.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhá tento kód schválení RL.

Pro klienty VZP nepodléhá kód schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	-
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	-



S.W.A.S.H

Sedící, chodící a stojící kyčelní ortéza umožňuje kontrolovanou proměnlivou abdukcí. Je konstruována jako celek ze série úhlů zabezpečujících správné postavení kyčle díky končetinovým oporám, které kopírují správný pohyb femuru při stožení a chůzi. S.W.A.S.H. ortéza slouží k prevenci nůžkovité chůze. Zlepšuje stabilitu sedu, stoje a chůze.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven
tento kód podléhá schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0023412-2	-
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	-



Vertikalizační stojan

Pomůcka je určena pro včasnou vertikalizaci pacienta s DMO s poruchou vzpřimovacích reakcí. Lze jej využít i při léčbě posttraumatických stavů a kongenitální svalové atrofii.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven
tento kód podléhá schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0023412-Z	-
Užitná doba ortézy	1 ks/12 měs.	-



Reciprokátor

Tato individuální léčebná pomůcka je určena k mobilizaci pacientů s roštěpem páteře (spinou bifidou), u pacientů s transverzální lézí míšní a u dětí s neprogresivním typem spinální muskulární atrofie.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty všech zdravotních pojišťoven
tento kód podléhá schválení RL.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0023412-Z	-
Užitná doba ortézy	1 ks/12 měs.	-



Aparátka na dolní končetiny

Léčebná pomůcka je indikována při vadném stereotypu chůze a deformitách dolních končetin.

Předepisující lékař s odborností:
ORP, REH, ORT, CHR, NEU.

Pro klienty zdravotních pojišťoven
201, 205, 207, 209, 211, 213 podléhají tyto kódy schválení RL.

Pro klienty VZP podléhá schválení RL pouze kód pro dospělé.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	05/0000949	05/0000954-Z
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měsíců



ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

Ortopedické vložky jsou vyrobeny z materiálů na bázi korku.



Individuální ortopedické vložky

Léčebná pomůcka je indikována při léčbě lehkých vad chodidel, při korekci podélné a příčné klenby, lze ji užívat i u pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus).

Předepisující lékař s odborností:
OPR, ORT, REH.

Speciální ortopedické vložky

Jsou indikovány při těžkých a kombinovaných deformitách chodidel (valgózní a varózní postavení nohy), při korekci podélné a příčné klenby, k zajištění stabilizace a postavení paty, při patních ostruhách, tlumí nárazy a zabraňují otlakům nohy.

Předepisující lékař s odborností:
OPR, ORT, REH.

Zdravotní pojišťovna hradí 80% ceny těchto ortopedických vložek.

Dětské vložky

Léčebná pomůcka je indikována při léčbě lehkých vad chodidel.

Předepisující lékař s odborností:
OPR, ORT, REH.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	16/0005250	16/0000969
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/12 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	16/0000971	16/0000971
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	1 ks/6 měs.

	Dětský pacient	Dospělý pacient
Kód a skupina dle ZP	16/0005250	-
Užitná doba ortézy	1 ks/6 měs.	-

Diagnostika chodidla nohy pomocí tenzometrické desky.


Od roku 2015 zajišťujeme diagnostiku chodidla nohy pomocí tenzometrické desky. Tento moderní podobarografický přístroj zaměří tlaky z chodidla nohy a pomocí senzorů přeneše obraz do digitální podoby při statickém i dynamickém zatížení včetně těžiště těla. Výstupem z diagnostiky jsou nejen číselné hodnoty, ale také barevné spektrum. Tento výstup zasláme odborným lékařům dle jejich požadavků. Toto vyšetření slouží lékařům jako podklad k vypsání poukazů na pomůcku a ortotici-protetici navrhnou dle této diagnostiky konstrukční návrh k výrobě ortopedických vložek.

Projekt Zdravá dětská noha

V roce 2015 proběhl pilotní projekt pod názvem „Zdravá dětská noha“, kdy bylo zaměřeno na tenzometrické desce 818 dětí ve věku od 5 do 12 let v mateřských a základních školách. Bez nálezů bylo 381 dětí a s nálezem 437 dětí. Pilotní projekt neskončil jen pouhým konstatováním výsledků, ale pro děti s vadami nohou jsme připravili další léčbu společně s týmem lékařů, fyzioterapeutů a ortotiků-protetiků z Hamzovy odborné léčebny.



Tenzometrická deska



Grafický výstup z vyšetření

PROTÉZY HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN

Individuálně aplikovaná pomůcka nahrazuje chybějící část a funkci končetiny pacienta.

- A Stehenní protéza DK
- B Bércová protéza DK
- C Dětská protéza stehenní

Komfort při používání protéz souvisí se správně tvarovaným pahýlovým lůžkem, které je individuálně zhotoveno dle sádrového odlitku. Ostatní komponenty – protetické chodidlo a klouby jsou indikovány dle stupně aktivity uživatele. Užiténá doba u prvovybavení protézou není omezená, u ostatních protéz je 24 měsíců. Dětské protézy mají individuální dobu užití u všech druhů protéz.

Tato léčebná pomůcka je indikována při poúrazové amputaci končetin, amputaci při diabetu, vaskulárním onemocnění končetin nebo u vrozených defektů končetin se ztrátou části nebo celé končetiny.


Předepisující lékař s odborností: OPR, ORT, REH.

Kód a skupina:

Protéza DK	dětská do 18ti let	05/0001673
Protéza HK	dětská do 18ti let	05/0001677
Protéza HK	prvovybavení	05/0001681
Protéza HK	standardní	05/0001678-Z

Kód a skupina protéz dolních končetin pro dospělé klienty:

	Bércová protéza	Stehenní protéza	Exartikulace kyčelního kloubu
Prvovybavení	05/0011533	05/0011536	-
Standardní	05/0011534-Z	05/0011538-Z	0001674-Z
Speciální	05/0011535-Z	05/0011539-Z	-



POMŮCKY, KTERÉ LZE ZAKOUPIT VOLNĚ BEZ POUKAZU LÉKAŘE

17

Pomůcky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadného materiálu, snadno se udržují.



Podsedák

Je vhodný pro pacienty po operaci kyčelního i kolenního kloubu k prevenci luxace a pro pacienty po operaci páteře. U neurologických pacientů, stejně jako u pacientů se stehenní amputací usnadňuje vstávání ze sedu.

Rozměry: 40x30x10 cm

Antidekubitní botička

Léčebná pomůcka je určena k zamezení vzniku proleženin chodidla, kotníků a paty.

Antidekubitní rukavice

Léčebná pomůcka je určena k zamezení vzniku proleženin ruky.

Služby Ortopedické protetiky Hamzovy léčebny

Vyrábíme:

- trupové ortézy
- protézy horních a dolních končetin
- dlahy, ortézy a měkké bandáže pro horní a dolní končetiny
- kombinované bederní pásy
- ortopedické vložky
- vertikalizační stojany
- stabilizační ortézy na sed
- proteticky upravujeme standardní obuv
- poskytujeme opravy obuvi i pro veřejnost

Pracoviště je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2015.

Více informací: www.hamzova-lecebna.cz

Telefonní kontakty:

T: 469 648 820 – Prodejna a výdejna zdravotnických potřeb

T: 469 648 804 – Recepce Ortopedické protetiky

M: 733 184 241

E: ortopedicka-protetika@hamzova-lecebna.cz



V areálu Hamzovy léčebny ve vestibulu budovy Ortopedické protetiky můžete navštívit prodejnu a výdejnu zdravotnických potřeb.

Provozní doba prodejny a výdejny zdravotnických potřeb:

pondělí až pátek 8.00-12.30 hod. a 13.30-16.00 hod.

POSADIT | POSTAVIT | UDĚLAT KROK


To je v Hamzově léčebně v Luži – Košumberku hlavní cíl léčby pro všechny pacienty s různým onemocněním nebo s různým stavem po operaci či po úrazu

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé je rehabilitační ústav s řadou špičkových odborníků v oboru, který je výborně vybaven i potřebnou moderní přístrojovou technikou. Znovu se posadit a postavit je pro pacienta po těžkém onemocnění nebo po úrazu někdy velmi těžké. Je to ale základ práce zdravotníků v léčebně, zajistit, aby pacient dokázal znovu samostatně žít, bez pomoci druhých!

V léčebně je celkem 505 lůžek rozdělených pro různé typy onemocnění dospělých a dětí.

Zajišťujeme:

- lůžkovou i ambulantní následnou léčebně rehabilitační péči pro děti, dorost do 18 let a dospělé z celé ČR
- rehabilitační ošetřovatelství - nový program v rámci dlouhodobé léčebné péče
- léčbu pro dětské i dospělé pacienty po míšním poškození ve specializované Spinální rehabilitační jednotce
- přijímáme pacienty s kompenzovanou epilepsií
- využíváme metodu repetitivní magnetické stimulace u pacientů trpících urgentní nebo stressovou inkontinencí
- máme přístrojové vybavení k léčbě lymfedému



**Hamzova léčebna
Luže-Košumberk**
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV



Hamzova léčebna
Luže-Košumberk
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

ORTOPEDICKÉ VÝROBKY

Katalog produktů

